



SV

FLERSPRÅKIGA
MANUALER



MOBIAC®
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977

Bruksanvisning:

Trycksårsförebyggande randig luftmadrass med pump



0806285 (0806286 & 0806278)

05/2025

Läs bruksanvisningen före användning och spara den för framtida bruk.

Viktiga säkerhetsanvisningar

PRODUKTBESKRIVNING

Trycksårsförebyggande madrasser är särskilt utformade för att behandla och förhindra liggsår hos sängliggande patienter. De kan användas både på sjukhus och i hemmet. De fördelar trycket jämnt över kroppen för att förebygga ödem.

Pumpen omfördelar lufttrycket i madrassen, vilket skapar en känsla av lätt massage och aktiverar de orörliga cellerna.

Denna produkt är avsedd och rekommenderad för patienter som sannolikt tillbringar mer än 15 timmar om dagen i sängen samt för patienter med låg till medelhög risk att utveckla sår och liggsår (stadium I till II)

ANVÄNDNING

För rörmadrassen (0806286)

- ☐ Placera luftmadrassen över sängmadrassen efter att först ha sträckt ut underlakanet och se till att luftinloppet är placerat vid benänden.
- ☐ Fäst den med fästremmar under madrassen
- ☐ Lägg ett tunt, andningsbart tyg över luftmadrassen, om den inte levereras med ett eget överdrag, så att den inte kommer i direkt kontakt med patientens hud.

För pumpen (0806278)

- ☐ Anslut madrassen till pumpen med hjälp av de passande slangar som medföljer i förpackningen. När du hör ett "klick" är anslutningen säkrad. Anslut pumpen till elnätet, tryck på "ON/OFF"-knappen och vrid reglaget till maxläge för att blåsa upp madrassen INNAN den används av patienten
- ☐ När madrassen är helt uppblåst kan du justera tryckintervallet efter på användarens behov med hjälp av reglaget.
- ☐ OBSERVERA: STATISKT läge är endast avsett för 20 minuter!!!

ANVÄNDNING

För pumpen (0806278):

- ❑ Tryck på den orange knappen för att välja statiskt tryck. Denna knapp aktiverar eller avaktiverar det växlande luftflödet från pumpen till madrassen och ger ett kontinuerligt flöde.
- ❖ Om det uppstår en nödsituation och du måste utföra hjärt-lungräddning på patienten, dra snabbt i HLR-ventilerna för att släppa ut luften ur madrassen. HLR-ventilerna sitter på vänster sida vid madrassens huvudända. Snabbkopplingen på pumpenheten kan kopplas bort för ännu snabbare tömning.
- ❖ Det finns fyra slangar med ventilationshål i kanterna som utgår från slangarna på den trycksårsförebyggande madrassen

EG-försäkran om överensstämmelse

Vi är ensamt ansvariga för att försäkra att de medicintekniska produkter som nämns i detta uttalande tillhör låg riskklass (klass I) och uppfyller kraven i den europeiska förordningen 2017/745 samt, i tillämpliga fall, de standarder och den lagstiftning som hänvisas till.

PUMP	Spänning (V) – Frekvens (Hz)	AC 220 V / 50 Hz
	Luftflöde	6–8 liter/min
	Tryckintervall	50–110 mmHg
	Cykeltid	12 min
	Strömförbrukning	≤ 7 W ± 10 %
	Ljudnivå	≤ 25 dB ± 10 %
	Mått (LxBxH)	26 x 12,5 x 8,5 cm
	Pumpens vikt	1,3 kg
RANDIG MADRASS	Maximal belastning	145 kg
	Färg	Blå
	Material	Medicinsk PVC
	PVC-tjocklek	0,45 mm
	Mått (LxBxH)	190 x 85 x 11,5 cm (17 celler)
	Slanglängd	150 cm
	Vikt	5 kg

UNDERHÅLL

- ☐ Rengör madrassen med en mjuk trasa eller svamp samt vatten med mild tvål. OBSERVERA: Använd inte sura eller frätande utspädningar.
- ☐ Rök inte och använd inte öppen eld i närheten av madrassen.
- ☐ Låt inte madrassen komma i kontakt med direkta värmekällor.
- ☐ Om du behöver förvara madrassen, töm den på luft och vik ihop den
- ☐ Förvara pumpen i en ren, torr och välventilerad miljö.
- ☐ Koppla bort pumpen från strömförsörjningen innan du rengör den.
- ☐ Rengör pumpen med en torr trasa. OBSERVERA: Låt inte pumpen komma i kontakt med vätskor.

VIKTIGT (!)

VAR FÖRSIKTIG

- ☐ Koppla inte bort slangarna medan pumpen är igång.
- ☐ Använd inte vassa föremål i närheten av madrassen.
- ☐ Överskrid inte den maximala belastningen (kg) som rekommenderas av tillverkaren.
- ☐ Skydda produkten mot oljor, lotioner och krämer genom att täcka den med bomullstyg eller en badhandduk.
- ☐ Använd inte slipande, alkoholbaserade rengöringsmedel på madrassen. Detta kan skada materialet i skiktet.
- ☐ Rengör klädseln efter användning varje dag.

Vi rekommenderar att du rengör klädseln med ett mildt rengöringsmedel för att skydda den mot oljefläckar och damm. Ett vanligt tillvägagångssätt är att använda en sprejflaska fylld med en blandning av antibakteriell tvål och vatten. Spreja ytan och torka sedan av den med en ren handduk. Det bästa är att rengöra med varmt vatten blandat med mild tvål och sedan torka ordentligt.

- ☐ Skydda skiktet mot repor, skärskador och punkteringar.
- ☐ Låt inte produkten stå påslagen om den inte används.

VIKTIGT (!)

Om pumpen är skadad eller inte fungerar som den ska, kontakta en auktoriserad och utbildad återförsäljare.

Använd inte produkten för något annat ändamål än det som anges i denna bruksanvisning.

Endast behörig personal eller personal som är utbildad i behandling och förebyggande av liggsår får använda enheten

MOBIAK S.A. fransäger sig allt ansvar för eventuella konsekvenser som uppstår till följd av felaktig användning av denna produkt och av obehöriga ändringar av produktens ram.

MOBIAK S.A förbehåller sig rätten att ändra informationen i detta dokument utan föregående meddelande.

Miljöskydd

Om du en dag upptäcker att produkten behöver bytas ut eller inte längre är användbar för dig, tänk på att skydda miljön:

- 1) Släng inte produkten tillsammans med kommunalt avfall (detta är också vad den angivna återvinningssymbolen betyder).
- 2) Kontakta din kommun för information om var produkten kan lämnas in för återvinning.
- 3) Genom att återvinna produkten på rätt sätt bidrar du till att skydda miljön och ser till att materialet i produkten kan återanvändas.

RESERVDELAR

REF. NUMMER	BESKRIVNING
0806286	RÖRMADRASS MED VENTILATION OCH HLR
0806278	PUMP "PREMIUM"

INFORMATION OM NORTONSKALAN

Nortonskalan utvecklades på 1960-talet och används i stor utsträckning för att bedöma risken för trycksår hos vuxna patienter. Poängen från de fem delskalorna i Norton-skalen läggs samman till en totalpoäng mellan 5 och 20. En lägre Nortonpoäng indikerar högre risk för att trycksår ska utvecklas.

POÄNG	RISK FÖR UTVECKLING AV TRYCKSÅR
>18	LÅG
18–14	MEDELHÖG
14–10	HÖG
< 10	MYCKET HÖG

Observera att Nortonskalan är ett verktyg som endast ska användas av utbildad vårdpersonal och endast som ett komplement till en grundlig bedömning av patientens tillstånd.

MBK-KOD	LÄMPLIG FÖR NORTONPOÄNG
0806285	19 – Låg risk

Produkten har två (2) års garanti för pumpen och sex (6) månaders garanti för madrassen och övriga icke-mekaniska delar. Garantin täcker tillverkningsfel, men inte skador som uppstår till följd av felaktig användning eller felaktigt underhåll av produkten.

Garantin gäller för tillverkningsfel, men INTE för skador som uppstår till följd av felaktig användning, bristfällig skötsel, modifiering, vanvård eller bristande efterlevnad av produktens bruksanvisning.

Skador eller defekter orsakade av naturkatastrofer, obehörigt underhåll eller obehöriga reparationer, problem med strömförsörjningen (i tillämpliga fall) samt transport omfattas inte av garantin.

Garantiformulär

Köparens uppgifter

Namn:

Inköpsdatum: SN.....

LOT:.....Telefon:

Återförsäljarens uppgifter

Namn:
.....
.....

Adress:.....
.....

Telefon:

Återförsäljarens stämpel

RAPPORTERING AV TILLBUD:

Alla allvarliga tillbud som inträffar i samband med användningen av produkten måste rapporteras till tillverkaren och en behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är bosatt.



MOBIAS S.A.

KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA – CRETE
TEL: +30 28210 63222 | WEBB: www.mobiakcare.com



Beskrivning av symboler som har tryckts på etiketten, huvudkartongen och/eller i bruksanvisningen



Medicinteknisk produkt



CE-märkning



Tillverkare



Produktionsdatum



Produktnummer



Läs bruksanvisningen



Serienummer



Använd inte om förpackningen är skadad



Batchnummer



Rätt sida upp



Unik produktidentifierare



Skyddas mot solljus



Förvaras torrt



Staplingshöjd



Hanteras varsamt



Ömtålig



Endast för inomhusbruk



Direktivet om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning