

BRUKSANVISNING

Rullstolskudde

Produktkod: SitWELL

Rullstolskudde

Produktkod: ErgoTIM



Läs dessa instruktioner innan du använder produkten. Instruktionerna innehåller information som är nödvändig för säker och korrekt användning av produkten, samt hur den ska underhållas och rengöras. Användning av produkten som inte följer instruktionerna kan medföra allvarliga komplikationer. Instruktionerna ska förvaras på en lättillgänglig plats.

1. Egenskaper

Kudden är tillverkad av polyuretanskum och levereras med ett vattentätt, ånggenomsläppligt överdrag med dragkedja.

2. Användning

Kudden rekommenderas för användning i rullstol, fåtölj, stol eller bil. Den ger komfort, jämn viktfördelning och fri luftcirkulation, vilket hjälper till att förebygga trycksår, hemorrojder och åderbråck. Idealisk för daglig användning och resor.

3. Kontraindikationer för användning:

- Använd inte produkten om den inte är kompatibel med rullstolen.
- Använd inte produkten för annat än avsett ändamål.
- Använd inte produkten nära öppen eld eller på en het yta. Det kan orsaka allvarliga skador på användaren och leda till allvarliga hälsoskador.

4. Anmärkningar



Tillverkaren ansvarar inte för felaktigt underhåll av produkten, bristande efterlevnad av säkerhetsföreskrifter och felaktig användning.

- Huden vid anslutningsstället ska vara ren.
- Det är nödvändigt att regelbundet kontrollera patientens hud.
- Användarens position bör ändras regelbundet för att undvika att sår bildas.
- Använd inte vassa föremål eller utrustning som kan skada överdraget.
- Kudden ska anpassas efter stolens storlek. Håll kuddöverdraget rent: rengör och/eller tvätta det.

Om produkten inte längre är lämplig för användning ska den kasseras. Innan produkten kasseras ska den rengöras för att eliminera risken för kontaminering.

Om det uppstår några negativa symtom till följd av användningen av produkten ska detta rapporteras till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren eller patienten är bosatt.

5. Uppackning och montering

- När du tar emot leveransen med kudden ska du öppna den försiktigt så att kudden inte skadas.
- Lägg kudden på en plan yta och vänta tills alla deformationer som uppstått under transporten återgår till sin ursprungliga form.
- Kudden ska monteras på patientens säte för att fungera fullt ut.

6. Tekniska data

PARAMETRAR	MODELL	
	SitWELL	ErgoTIM
Längd	40 cm	40 cm
Bredd	43/46 cm	46 cm
Höjd	5 cm	7 cm
Max. viktkapacitet	120 kg	120 kg
Konstruktion	Perforerad yta	Yta av typen "igelkott"

7. Rengöring och underhåll

- Tvätta inte skuminsatsen.
- Tvätta överdraget efter att du tagit bort skuminsatsen i ett mildt tvättmedel vid temperaturer upp till 90 ° °C.
- Överdraget kan steriliseras vid temperaturer upp till 120 °C.
- Skyddet kan desinficeras med upp till 60 % alkohollösning.
- Använd inte blekmedel eller kemikalier.
- Kemtvätta inte.
- Använd inte klorhaltiga kemikalier.
- Torkning i utfällt tillstånd rekommenderas.
- Låt inte överdraget bli kraftigt nedsmutsat.

8. Förvarings- och transportförhållanden

Produkten får inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

9. Garantiinformation

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av garanti. Garantivillkoren finns i garantikortet på vår webbplats. Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Tänk på att för garantiändamål ska inköpsbeviset (kvitto eller faktura) sparas.

10. Etiketter

	Referensnummer		Tillverkare
	Partinummer		UDI-kod
	Serienummer		Medicinteknisk produkt
	Obs!		Vänligen läs instruktionen
	Tillverkaren har kontrollerat att kraven för medicintekniska produkter uppfylls.		

Vårt kompletta sortiment finns tillgängligt via våra distributörer. Läs mer på: **www.timago.com**. Tack för att du valt Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com

