

BRUKSANVISNING

Rund duschstol, roterande sits, verktygsfri

Produktkod: TGR-R KP-O 5021



1. Egenskaper

Duschstolen består av aluminiumstomme , roterande sits av slitstark PVC och ben med antiglidande gumispetsar. Tack vare tryckknappshöjjustering kan stolen anpassas till användarens höjd. Dessutom är stolen utrustad med ett verktygsfritt (TF) system som underlättar monteringen.

Setet innehåller:

- Säte – 1 st
- Basrör – 2 st
- Höjjusterbara ben – 4 st
- monteringskruvar – 5 st

Delar av duschstolen:

- a. Plats
- b. Basrör
- c. Höjjustering – låsstift
- d. Antiglidspetsar



2. Ansökan

Duschstolen är hjälputrustning som hjälper användaren att utföra hygieniska aktiviteter. Stolen rekommenderas till personer med nedsatt rörlighet som förhindrar eller hindrar att utföra dagliga aktiviteter utan hjälp. Stolen kan användas i duschen, i badet, i badrum och andra fuktiga rum i hemmet och på sjukhus.

3. Montering och allmänna rekommendationer för användning

Steg 1. Placera sätet upp och ner på en plan yta.

Steg 2. Fixera korsade basrör med säte med hjälp av fyra

monteringsskruvar med plast- och metallbrickor. Skruva blekare vingskruv med brickor i mitten.

Steg 3. Förena basrör med ben.

HÖJDJUSTERING

- För att justera höjden på duschstolen, tryck på metallstift, välj lämplig höjd på benet och lås rörens position i förhållande till varandra med hjälp av stift. Benen är justerbara i steg om 2,5 cm .

Notera! Stiften måste ställas på samma nivå i varje ben.

4. Tekniska data

Bredd	33 cm
Höjd	34,5-52 cm
Sitsens diameter	32 cm
Vikt	1,95 kg
Maximal kapacitet	110 kg

5. Anteckningar

Timago International Group tar inte ansvar för felaktig användning av duschstolen, underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter och felaktig användning.

6. Underhåll

- Rengör duschstolen regelbundet med endast vatten, svamp och milda rengöringsmedel för plastmaterial som tvål. Torka ordentligt.
- **Använd inte** för rengöring: starka rengöringsmedel, slipmedel, blekmedel, bensin eller lösningsmedel (det kan orsaka ramskador, synliga defekter och följaktligen - förlust av garantirättigheter).
- Kontrollera systematiskt:
 - åtdragning av monteringsskruvar
 - tillstånd av låsstift
 - tillstånd av rör (om sprickor)

Det rekommenderas att kontrollera gummispetsarna regelbundet.
Vid utsliten byt ut spetsarna mot nya.

7. Förvarings och transportförhållanden

Enheten bör inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

8. Garantiinformation

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av en garanti, vars villkor beskrivs i garantikortet som finns på vår webbplats. Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Tänk på att för garantiändamål bör inköpsbeviset (kvitto eller faktura) behållas.

9. Etiketter

	Referensnummer		Tillverkare
	LOT -nummer		Tillverkning datum
	Serienummer		Medicinsk apparat
	Notera		Behaga läs instruktionen
	Tillverkaren kontrollerade överensstämmelse med väsentliga medicinska utrustningskrav.		

Vårt kompletta produktsortiment finns tillgängligt från våra distributörer.

Läs mer på: **www.timago.com**.

Tack för att du valde Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2025(I)