

## BRUKSANVISNING

### Duschstol med ryggstöd och armstöd – verktygsfri montering

Produktkod: TGR-R KP 355L

TiMago

#### 1. Egenskaper

Duschstolen består av en aluminiumram, ett ryggstöd och en bred sits av slitstark PVC. Stolen har höjdjusterbara ben med halkskyddande gummifötter och skumklädda handtag på sidorna som underlättar användningen. De specialutformade gummifötterna förhindrar effektivt att stolen glider på våta ytor. Stolen är dessutom utrustad med Tool-Free-systemet (TF), vilket underlättar monteringen.

**Förpackningen** innehåller: sits med underrede, sidohandtag – 2 st., ryggstöd, fäströr för ryggstödet – 2 st., fästskruvar (vingskruvar) – 4 st.

#### Stolens delar:

- A. ryggstöd
- B. ryggstödsrör
- C. sits
- D. underredesrör
- E. sidohandtag
- F. låsstift för handtaget
- G. höjdjustering – TF-system
- H. halkskyddande gummifötter



#### 2. Användningsområde

**Duschstolen** är ett hjälpmedel som underlättar den personliga hygien. Stolen rekommenderas för personer med nedsatt rörlighet som gör det svårt eller omöjligt att självständigt utföra dagliga aktiviteter. Stolen kan användas i duschen, i badkaret, i badrum och andra fuktiga utrymmen i hemmet och på sjukhus.

#### 3. Montering

**Steg 1.** Fäst ryggstödet på ryggstödsrören med fyra fästskruvar (vingskruvar).

**Steg 2.** För in ryggstödsrören i fästhålen under sitsen tills låsstiften klickar på plats.

**Steg 3.** Ställ den monterade stolen på benen.

**Steg 4.** Montera sidohandtagen i fästhålen på sitsens utsida.

## HÖJDJUSTERING

- Justera stolens höjd genom att trycka in metallstiftet, välja önskad benhöjd och sedan låsa benens läge med låsstiftet. Benen kan justeras i steg om 2,5 cm.

**Observera!** Stiften ska ställas in på samma höjd på alla ben.

## 4. Tekniska data

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Bredd              | 48 cm      |
| Djup               | 40 cm      |
| Sitthöjd           | 37-49 cm   |
| Totalhöjd          | 66-79 cm   |
| Sitsens mått       | 40 x 33 cm |
| Stolens vikt       | 3,1 kg     |
| Maximal belastning | 136 kg     |

## 5. Anmärkningar

**Timago International Group ansvarar inte för felaktig användning av duschstolen, underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna eller missbruk.**

## 6. Underhåll

- Rengör duschstolen regelbundet med endast vatten, en svamp och milda rengöringsmedel för plast, till exempel tvål. Torka stolen noggrant.
- **Använd** inte starka rengöringsmedel, slipmedel, blekmedel, bensin eller lösningsmedel vid rengöring (detta kan skada ramen, orsaka synliga defekter och därmed medföra att garantin upphör att gälla).
- Kontrollera regelbundet:
  - att vingskruvarna sitter fast
  - låsstiftens skick
  - rörens skick (sprickor)

Kontrollera gummifötterna regelbundet. Byt ut dem mot nya när de är slitna.

## 7. Förvarings- och transportförhållanden

Produkten får inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

## 8. Garantiinformation

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av garanti. Villkoren anges i garantikortet som finns på vår webbplats. Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Observera att inköpsbeviset (kvitto eller faktura) måste sparas för garantiärenden.

## 9. Tillbud med medicintekniska produkter

Alla allvarliga tillbud som har inträffat i samband med en medicinteknisk produkt ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat där användaren eller patienten är bosatt.

## 10. Märkning

|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Referensnummer                                                                                |  | Tillverkare            |
|  | LOT-nummer                                                                                    |  | UDI-kod                |
|  | Serienummer                                                                                   |  | Medicinteknisk produkt |
|  | Observera                                                                                     |  | Läs bruksanvisningen   |
|  | Produkten uppfyller Europeiska unionens lagkrav för medicintekniska produkter (MDR 2017/745). |                                                                                     |                        |

Hela vårt produktsortiment finns hos våra återförsäljare. Mer information finns på: [www.timago.com](http://www.timago.com). Tack för att du har valt Timago!



**Timago International Group**

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



05/2026(I)