

USER MANUAL

Aluminium 4-wheeled rollator

Product code: JOHNNIE



1. Characteristics

A four-wheeled, foldable rollator made of an aluminium frame. It is equipped with brakes with a locking mechanism, a seat with a backrest, a crutch/cane holder and shopping bag. It features 8-inch inflatable wheels and height-adjustable handles with anatomical handgrips. The design is based on a cross-braced frame and oval-section tubes, significantly increasing resistance to axial pressure. The rollator is also equipped with suspensions which greatly enhance user comfort both when navigating uneven surfaces (shock absorbing) and while resting in the seat.

The set includes: frame with seat (1 set), handles with brakes (2 sets), backrest (1 pc.), mounting screws with knob (2 sets), shopping bag (1 pc.) crutch/cane holder (1 pc.)

Elements of the rollator:

- A. Handle
- B. Brake
- C. mounting screws with knob
- D. Brake cables
- E. Backrest
- F. Seat
- G. Suspension
- H. Shopping bag
- I. Crutch/cane holder
- J. Upper adjustment of brake
- K. Lower adjustment of brake



2. Application

The rollator is designed for patients with reduced mobility who need stable support and help while walking. It is also recommended to the elderly as an aid in keeping balance, improving walking comfort and ensuring safety from falling. The use of the rollator affects positively on the return to activity of the people with locomotion and tilting to erect position problems. It guarantees better stabilization, support and security while walking.

3. Assembly and use

ASSEMBLY

- To unfold the rollator frame, press down on the sides of the seat so that all parts of the frame snap into place and you hear “click” of the latches under the seat.
- The rollator frame is connected to the handles via brake cables. Insert the left handle of the rollator into the left opening of the frame. Route the left brake cable forward under the seat of the rollator (a cable holder is located on the rollator frame) and then lead cable to the outside of the frame.
- Lock the handle at the desired height by inserting the mounting screw from the inside of the frame. Tighten the screw from the outside of the frame using the star-shaped knob.
- Perform a similar installation for the right handle.
NOTE! Both handles must be set on the same level.
- Install the backrest by sliding it from top to bottom into the guides located at the front of the rollator handgrips.
- Install the bag by sliding it from top to bottom into the guides located at the front of the rollator frame.
- Install the crutch/cane holder to the lower, horizontal part of the rollator frame so that the top of the holder (the Velcro strap under the handle) is aligned with the bottom part of holder.

UNFOLDING AND FOLDING THE ROLLATOR

- To fold the assembled rollator, pull the red handle located in the centre of the seat. Then fold the frame using the handles.
- To unfold the assembled rollator, unfold the frame using the handles. Then press down on the sides of the seat so that all parts of the frame snap into place and you hear “click” of the latches under the seat.

BRAKES FUNCTION

NOTE! When using the rollator for the first time, you may need assistance from another person, regardless of your physical condition.

- To stop the rollator, pull and hold the brake handle upwards.
- During a stop or while using the rollator seat, lock the brake by pushing the brake handle down.
- To release the brake, pull the brake handle upwards.

HEIGHT ADJUSTMENT OF HANDLES

The height of the handles should be adjusted so that the user can stand upright, as far as he or she is able to, with his or her shoulders in rest position and with slightly bent elbows. It is inadvisable to hang on the rollator with all the body weight.

- Unscrew the star-shaped knob and remove the screw from the rollator frame.
- Set the handle to the desired height.
- Lock the handle at the correct height by inserting the mounting screw from the inside of the frame. Tighten the screw from the outside of the frame using the star-shaped knob.

NOTE! Both handles must be set on the same level.

BRAKES ADJUSTMENT

- **Adjustment of the upper brake:** Unscrew the nut of the cable, pull it up to the appropriate length and lock it by tightening the locking screw.
- **Adjustment of the lower brake:** Loosen the mounting screw with the use of an open-end wrench, pull the black brake cable to adjust its tension, and then, tighten the mounting screw.

4. Technical data

Overall width	64 cm
Overall depth	71 cm
Seat dimensions	44 x 24 cm
Seat height from the ground	55 cm
Handles height adjustment	82-92 cm

Weight	9,0 kg
Maximum capacity	150 kg
Max. capacity of the shopping bag	5 kg
Frame colour	black

5. Notes

Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the product, failure to comply safety regulations and misuse.

6. Maintenance

Clean the frame with damp cloth and dry thoroughly.

Do not use strong polishing agents due to the damage of protecting coatings.

Clean the dirt from moving parts of the rollator regularly (hinges, clamping screws, locks).

7. Storage and transport conditions

The product should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained.

9. Medical device incidents

Any serious incident involving a medical device must be reported to the manufacturer and to the competent authority of the European Union member state where the user or patient resides.

10. Labels

	Reference number		Manufacturer
---	------------------	---	--------------

	LOT number		UDI code
	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction
	This product complies with the legal requirements of the European Union regarding medical devices (MDR 2017/745)		

Our complete line of products is available from our distributors. Learn more at: **www.timago.com**. Thank you for choosing Timago!

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podpórka czterokołowa aluminiowa

Kod produktu: JOHNNIE



1. Wykonanie

Podpórka czterokołowa, składana wykonana z ramy aluminiowej. Wyposażona w hamulce z zaciskiem postojowym, siedzisko z oparciem, uchwyt na kulę/laskę, oraz torbę na zakupy. Posiada pompowane koła o średnicy 8" oraz regulowane na wysokość ręczki zakończone anatomicznymi uchwytami. Konstrukcja opiera się na ramie krzyżakowej oraz owalnym przekroju rurek, dzięki czemu znacznie podwyższona została wytrzymałość na nacisk osiowy. Podpórka wyposażona jest również w amortyzatory, które znacznie zwiększają komfort użytkownika zarówno podczas poruszania się po nierównościach jak i podczas odpoczynku na siedzisku.

Zestaw zawiera: ramę z siedziskiem (1 kpl.), ręczki z hamulcami (2 kpl.), oparcie (1 szt.), śruby montażowe z motylkiem (2 kpl.), torba (1szt.), uchwyt na kulę/laskę (1 szt.)

Elementy podpórki:

- A. Rączka
- B. Hamulec
- C. Śruba montażowa
Z motylkiem
- D. Linka hamulcowa
- E. Oparcie
- F. Siedzisko
- G. Amortyzator
- H. Torba
- I. Uchwyt na kulę/laskę
- J. Dolna regulacja hamulca
- K. Górna regulacja hamulca



2. Zastosowanie

Podpórka czterokołowa jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecana jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

3. Montaż i użytkowanie

MONTAŻ PODPÓRKI

- Aby rozłożyć ramę podpórki należy docisnąć boki siedziska w taki sposób aby wszystkie elementy podpórki dopasowały się do siebie i było słyszalne „kliknięcie” zatrzasków pod siedziskiem.
- Rama podpórki połączona jest z rączkami poprzez linki hamulcowe. Włożyć lewą rączkę podpórki do lewego otworu ramy. Lewą Linkę hamulcową poprowadzić przodem pod siedziskiem podpórki (pomocny uchwyt linki znajduje się na ramie podpórki), a następnie wyprowadzić ją na zewnątrz ramy.
- Zablokować rączkę na odpowiedniej wysokości wsuwając od wewnętrznej strony ramy śrubę montażową. Dokręcić śrubę od zewnętrznej strony ramy nakrętką motylkową w kształcie gwiazdki.
- Przeprowadzić w podobny sposób montaż prawej rączki podpórki.
UWAGA: Obie rączki powinny być zamontowane na tej samej wysokości.
- Zamontować oparcie wsuwając je od góry do dołu w prowadnice znajdujące się w przedniej części uchwytów rączek podpórki.
- Zamontować torbę wsuwając ją od góry do dołu w prowadnice znajdujące się w przedniej części ramy podpórki.
- Zamocować uchwyt na kulę/laskę w dolnej, poziomej części ramy podpórki w taki sposób aby górna część uchwytu (pasek na rzep pod rączką) znajdował się w jednej linii z dolną częścią.

ROZŁOŻENIE I ZŁOŻENIE PODPÓRKI

- Aby złożyć zmontowaną podpórkę należy pociągnąć za czerwony uchwyt znajdujący się na środku siedziska. Następnie złożyć ramę podpórki używając uchwytów rączek.

- Aby rozłożyć zmontowaną podpórkę należy rozłożyć ramę używając uchwytów rączek. Następnie docisnąć boki siedziska w taki sposób aby wszystkie elementy podpórki dopasowały się do siebie i było słyszalne „kliknięcie” zatrzasków pod siedziskiem.

FUNKCJA HAMULCÓW

UWAGA! Podczas pierwszego użycia podpórki może być konieczna pomoc osoby trzeciej, bez względu na stan zdrowia użytkownika.

- Aby zatrzymać podpórkę należy pociągnąć uchwyt hamulca do góry w kierunku uchwytu rączki, a następnie przytrzymać.
- W czasie postoju lub korzystania z siedziska należy zablokować hamulec zaciskiem postojowym pociągając uchwyt hamulca w dół.
- Aby zwolnić hamulec postojowy należy pociągnąć uchwyt hamulca w górę.

REGULACJA WYSOKOŚCI RĄCZEK

Wysokość rączek należy ustawić na takim poziomie, aby użytkownik korzystając z podpórki, stał wyprostowany na tyle, na ile pozwala mu stan zdrowia, z ramionami w pozycji spoczynkowej i lekko ugiętymi łokciami. Nie wskazane jest zawieszanie się na podpórcie całym ciężarem ciała.

Aby wyregulować wysokość rączek, należy:

- Odkręcić nakrętkę motylkową w kształcie gwiazdki i wyjąć śrubę z ramy podpórki.
- Ustawić żądaną wysokość rączki.
- Zablokować rączkę na odpowiedniej wysokości wsuwając od wewnętrznej strony ramy śrubę montażową. Dokręcić śrubę od zewnętrznej strony ramy nakrętką motylkową w kształcie gwiazdki.

UWAGA! Oba uchwyty rączek należy ustawić na tej samej wysokości.

REGULACJA HAMULCÓW

- **Górna regulacja hamulca:** należy odkręcić uchwyt linki, podciągnąć ją na odpowiednią odległość i następnie zablokować poprzez dokręcenie śruby zaciskowej.
- **Dolna regulacja hamulca:** należy za pomocą klucza płaskiego poluzować śrubę mocującą, pociągnąć za czarną linkę hamulca tak, aby wyregulować napięcie linki, a następnie dokręcić śrubę mocującą.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	64 cm
Głębokość całkowita	71 cm
Wymiary siedziska	44 x 24 cm
Wysokość siedziska od podłoża	55 cm
Regulacja wysokości uchwytów	82-92 cm
Waga	9,0 kg
Max obciążenie	150 kg
Max obciążenie torby na zakupy	5 kg
Kolor ramy	czarny

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

Ramę podpórki należy czyścić wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osuszyć. Nie należy używać ostrych środków polerskich, gdyż grozi to zniszczeniem powłok zabezpieczających. Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów podpórki (zawiasów, śrub zaciskowych, blokad).

7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Incydenty związane z wyrobem medycznym

Każdy poważny incydent związany z wyrobem medycznym należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

10. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Kod UDI
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Wyrób spełnia wymagania prawne obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące wyrobów medycznych (MDR 2017/745)		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na **www.timago.com**. Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026 (I)