



Varenummer 1000003181



Perinealhandske, ABENA, halv-fold, 22x15cm, hvid, uden farve og parfume, med 3% Dimethicone, 4 stk., engangs

- ✓ Mindre friktion betyder mindre hudirritation
- ✓ Kan forbygge IAD
- ✓ 3-i-1: Vask, pleje & beskyttelse af din hud
- ✓ Dimethicone skaber en barriere og beskytter huden
- ✓ Ideel løsning til vask uden vand
- ✓ Lav pH-værdi
- ✓ Yderst hygiejnisk løsning



Produktbeskrivelse

ABENAs Perinealhandske er en ideel løsning til personlig hygiejne og et godt alternativ til det traditionelle bad med sæbe og vand, da der ikke er behov for at skylle efter med vand. En pakke er tilstrækkelig til at rense det perineale område efter brug af et inkontinensprodukt. Handsken indeholder 3% dimethicone, som fugter, samtidig med at den danner en beskyttende barriere, der forhindrer huden i at tørre ud. Handsken indeholder desuden den perfekte mængde sæbe og vand, som gør den velegnet til at rense udsatte og sarte hudområder og til forebyggelse af for eksempel inkontinens-associeret dermatitis (IAD). Materialet er blødt og behageligt, hvilket gør det særligt velegnet til følsom hud. Desuden vil du opleve mindre friktion, da der ikke er behov for et håndklæde til at tørre efter. ABENAs Perinealhandske har fugtgivende og beskyttende egenskaber. Handsken kan bruges som den er, eller den uåbnede pakke kan opvarmes i mikroovnen for ekstra komfort. Den nubrede overflade fjerner effektivt urenheder og bakterier fra huden. Det er en fugtig, tosidet vådvaskehandske, som kan bruges på begge sider. Vådvaskehandsken giver et komplet greb og kontrol over den rene og urene side, mens patienten vaskes. Det er nemlig muligt at vende handsken uden at røre den og uden at kontaminere den anden hånd.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Perinealhandske
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Uden farve og parfume, med 3% Dimethicone, 4 stk.
Engangs/flergangs	Engangs
pH-værdi (konc.)	4-4,5
Materiale	Polyester, viskose
Tekniske ingredienser	Aqua, Dimethicone, Glycerin, Caprylyl Glycol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Tocopheryl Acetate, Polysorbate 20, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Tocopherol
Længde/dybde	22 cm
Bredde	15 cm
Vægt, brutto	0.083 kg
Tykkelse	100 g/m2
Foldningsmetode	Halv-fold
Certifikater	Vegan Society.
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Produktet må kun benyttes udvendigt på kroppen, undgå kontakt med øjnene. Må ikke komme i toilettet.
Holdbarhed	24 måneder
Holdbarhed, åbnet	48 timer
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Brugsanvisning

Vaskehandsken kan opvarmes i mikroovn før brug. Sæt den uåbnede pakke ind i mikroovnen og følg anvisningerne på bagsiden af pakken. Den anbefalede brugstemperatur for vaskehandsken er maks. 40° C. Produktet er nu klar til brug. Der anbefales en at bruge en nitrilhandske når man hjælper med at vaske en pårørende eller patient/borger.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	160 stk	39 cm	20 cm	19 cm	5703538373626
pk	4 stk	12 cm	19.5 cm	10 cm	5703538373664
stk	1 stk				



Produkter med Vegan Society-certifikatet indeholder ikke animalske stoffer og er ikke testet på dyr.



Symbolet Dermatologisk testet garanterer, at produkterne er blevet testet for potentielle hudirriterende stoffer af et uafhængigt tredjepartslaboratorie.



Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet lægger en beskyttende hinde på huden.



Produktet kan bruges i mikrobølgeovnen.



Produktet indeholder ikke farve.



Produktet er testet for ingredienser der potentielt kan give hud irritation på folk med sensitiv hud. Tests er foretaget af dermatologer på et tredje-parts laboratorium.

